

**Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości  
zgodnie z zaleceniami EUCAST  
w sprawie oznaczania wrażliwości na fluorochinolony u *Enterococcus* spp.,  
3 marca 2014**

EUCAST zaproponował wartości graniczne ciprofloksacyny i lewofloksacyny dla *Enterococcus* spp. izolowanych z niepowikłanych zakażeń układu moczowego.

EUCAST nie zaproponował natomiast wartości granicznych dla żadnego z fluorochinolonów do zakażeń uogólnionych wywoływanych przez *Enterococcus* spp., ponieważ oporność enterokoków na fluorochinolony jest powszechna i bardzo szybko narasta.

W przypadku *Enterococcus* spp. izolowanych z posiewu moczu oraz braku innych opcji terapeutycznych należy oznaczać MIC ciprofloksacyny lub lewofloksacyny lub wykonać badanie przesiewowe z zastosowaniem krążka z norfloksacyną 10 µg. Zgodnie z zaleceniami EUCAST wersja 4.0, obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku, należy stosować następujące wartości graniczne:

Antybiotyk	Zawartość w krążku	Metoda dyfuzyjno-krążkowa			Oznaczenie MIC		
		S	I	R	S	I	R
ciprofloksacyna	-	Wrażliwość wnioskowana z wrażliwości na norfloksacynę w badaniu przesiewowym			≤4	-	>4
lewofloksacyna	-	Wrażliwość wnioskowana z wrażliwości na norfloksacynę w badaniu przesiewowym			≤4	-	>4
norfloksacyna (badanie przesiewowe)	10 µg	≥12	-	<12	NA	NA	NA

**UWAGA!**

Norfloksacyna jest stosowana jedynie do oznaczania wrażliwości *Enterococcus* spp. na ciprofloksacynę i lewofloksacyne w badaniu przesiewowym i nie powinna być stosowana w leczeniu zakażeń układu moczowego wywoływanych przez enterokoki.